

抗リン酸化Map2K3-S189/Map2K6-S207

ウサギポリクローナル抗体（Wb、Elisa用） - P46734 / P52564

商品番号: CM0001288

前書き

ヒト、マウス、ラットのリン酸化MAP2K3（S189）およびMAP2K6（S207）を検出するウサギポリクローナル抗体です。ウェスタンブロットおよびELISAに適しており、ストレス活性化MAPキナーゼカスケードの研究や診断アッセイ開発に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Phospho-MAP2K3-S189/MAP2K6-S207 ウサギpAb
備考・別名	MAP2K3/MAP2K6; Phospho-MAP2K3-S189/MAP2K6-S207
生物種	ヒト
GeneID（ヒト）	5606/5608
GeneID	5606/5608
免疫原	合成ペプチド
起源	ウサギ
カテゴリー	リン酸化抗体
応用	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P46734/P52564
タンパク質分子量	36kDa/39kDa/31kDa/37kDa
発送方法	保冷剤梱包