


Wb、Ihc-P用 Anti-Phospho-Map2K4 (S257) ウサギモノクローナル抗体 - P45985

商品番号: CM0001357



前書き

Phospho-MAP2K4 (S257)

ウサギモノクローナル抗体は、WB、IHC-P、IF/ICC、IP、ELISA用に検証されています。ヒト、マウス、ラットのphospho-MAP2K4を検出します。これは、ストレスシグナル伝達とアポトーシスに与する重要なJNK/p38 MAPKキナーゼです。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Phospho-MAP2K4-S257 ウサギmAb
備考/別名	JNKK; MEK4; MKK4; SEK1; SKK1; JNKK1; SERK1; MAPKK4; PRKMK4; SAPKK1; SAPKK-1
種	ヒト
GeneID (ヒト)	6416
免疫原	ヒトMAP2K4 (NP_003001.1) のS257周辺の合成リン酸化ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリー	リン酸化抗体
適用	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P45985
タンパク質分子量	44kDa
輸送	保冷バッグ