


## Anti-Phospho-Map2K4 (S257/T261)

## ウサギポリクローナル抗体（Wb・Elisa用） - P45985

商品番号: CM0001436



## 前書き

Ser257およびThr261でリン酸化されたMAP2K4を認識するリン酸化特異的ウサギポリクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットのサンプルでWBおよびELISAについて検証済み。ストレスシグナル伝達およびアポトーシス研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

| パラメータ    | 値                                                                                                     |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 製品名      | Phospho-MAP2K4-S257/T261 Rabbit pAb                                                                   |
| 備考/別名    | JNKK; MEK4; MKK4; SEK1; SKK1; JNKK1; SERK1; MAPKK4; PRKMK4; SAPKK1; SAPKK-1; Phospho-MAP2K4-S257/T261 |
| 種        | ヒト                                                                                                    |
| 遺伝子ID    | 6416                                                                                                  |
| 免疫原      | 合成ペプチド（ヒトMAP2K4 (NP_003001.1) のS257およびT261周辺の合成リン酸化ペプチド）                                              |
| ソース      | ウサギ                                                                                                   |
| カテゴリー    | リン酸化抗体                                                                                                |
| アプリケーション | WB, ELISA                                                                                             |
| 交差反応性    | ヒト、マウス、ラット                                                                                            |
| SWISS    | P45985                                                                                                |
| タンパク質分子量 | 44kDa                                                                                                 |
| 配送       | アイスバッグ                                                                                                |