

抗リン酸化Map3K5 (S1033) ウサギポリクローナル抗体（Wb、Elisa用） - Q99683

商品番号: CM0000958



前書き

セリン1033番でリン酸化されたMAP3K5 (ASK1) に特異的なウサギポリクローナル抗体。ヒトサンプルにおけるWBおよびELISAで検証済み。アポトーシスおよびMAPキナーゼシグナル伝達に参与するストレス関連キナーゼを検出します。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	リン酸化MAP3K5-S1033 ウサギ pAb
備考/別名	ASK1; MEKK5; MAPKKK5; リン酸化MAP3K5-S1033
種	ヒト
GeneID (ヒト)	4217
GeneID	4217
免疫原	ヒトMAP3K5 (NP_005914.1) のS1033周辺の合成リン酸化ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリー	リン酸化抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	Q99683
タンパク質分子量	155kDa
発送	保冷バッグ