

## 抗リン酸化Map3K5-T918 ウサギポリクローナル抗体（Wb、Elisa用） - Q99683

商品番号: CM0001401



### 前書き

ヒトMAP3K5（ASK1、MEKK5）のリン酸化スレオニン918を標的とするウサギポリクローナル抗体。ウェスタンブロットおよびELISAで有効性が確認されています。アポトーシス、酸化ストレス応答、MAPキナーゼシグナル伝達経路の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

| パラメータ    | 値                                     |
|----------|---------------------------------------|
| 製品名      | リン酸化MAP3K5-T918 ウサギ pAb               |
| 備考/別名    | ASK1; MEKK5; MAPKKK5; リン酸化MAP3K5-T918 |
| 種        | ヒト                                    |
| GeneID   | 4217                                  |
| 免疫原      | 合成ペプチド                                |
| 由来       | ウサギ                                   |
| カテゴリー    | リン酸化抗体                                |
| 適用       | WB, ELISA                             |
| 交差反応性    | ヒト                                    |
| SWISS    | Q99683                                |
| タンパク質分子量 | 155kDa                                |
| 輸送       | 保冷バッグ                                 |