


抗リン酸化Mapk14 (T180/Y182) / Mapk11 (T180/Y182) / Mapk13 (T180/Y182) / Mapk12 (T183/Y1845) ウサギポリクローナル抗体（Wb、Elisa用） - Q15759/P53778/O15264/Q16539

商品番号: CM0001706



前書き

本ウサギポリクローナル抗体は、主要活性化部位でリン酸化されたp38 MAPK（MAPK11、MAPK12、MAPK13、MAPK14）を検出し、WBおよびELISAで使用可能で、ヒト、ラットと交差反応性を示します。ストレスシグナル伝達および炎症の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	リン酸化MAPK14-T180/Y182+MAPK11-T180/Y182+MAPK13-T180/Y182+MAPK12-T183/Y1845 ウサギpAb
種	ヒト
GeneID (ヒト)	5600/6300/5603/1432
GeneID	5600/6300/5603/1432
免疫原	合成ペプチド ヒトMAPK14 MAPK11 (NP_002742.3) のT180およびY182周辺の合成リン酸化ペプチド。
起源	ウサギ
カテゴリ	リン酸化抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、ラット
SWISS	Q15759/P53778/O15264/Q16539
発送	氷袋