

Ihc-P、Elisa用抗ホスホMapkapk-2/Mk2-T334 ウサギポリクローナル抗体 - P49137

商品番号: CM0000836



前書き

スレオニン334番部位でリン酸化されたヒト、マウス、ラットのMAPKAPK2を標的とする、IHC-PおよびELISAで検証済みのリン酸化MAPKAPK-2/MK2-T334に対するウサギポリクローナル抗体です。ストレスシグナル伝達やサイトカイン制御の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ホスホMAPKAPK-2/MK2-T334 ウサギpAb
略号/別名	MK2; MK-2; MAPKAP-K2; ホスホMAPKAPK-2/MK2-T334
対象種	ヒト
GeneID (ヒト)	9261
GeneID	9261
免疫抗原	ヒトMAPKAPK2 (NP_116584.2?) のT334周辺の合成リン酸化ペプチド
起源	ウサギ
カテゴリー	リン酸化特異的抗体
用途	IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P49137
タンパク質分子量	46kDa
輸送方法	保冷剤