

抗リン酸化-Mapkapk2 (T334) ウサギポリクローナル抗体 (Wb、Elisa用) - P49137

商品番号: CM0001195



前書き

MAPKAPK2のスレオニン334を特異的に認識するリン酸化特異的ウサギポリクローナル抗体です。ウェスタンブロットおよびELISAに適しており、ヒト、マウス、ラットのMAPKAPK2と反応します。ストレスシグナル伝達、炎症、DNA損傷研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	リン酸化-MAPKAPK-2/MK2-T334 ウサギ pAb
備考/別名	MK2; MK-2; MAPKAP-K2; リン酸化-MAPKAPK-2/MK2-T334
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	9261
遺伝子ID	9261
免疫原	合成ペプチド ヒトMAPKAPK2 (NP_116584.2) のT334周辺の合成リン酸化ペプチド。
由来	ウサギ
カテゴリー	リン酸化抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P49137
タンパク質分子量	46kDa
発送	保冷バッグ