

ウエスタンブロット用 抗リン酸化Marcks-S158 ウサギポリクローナル抗体 - P29966

商品番号: CM0001233

前書き

セリン158番でリン酸化されたMARCKSに特異的なウサギポリクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットでのウエスタンブロット検出を検証済み。PKCシグナル伝達、アクチン細胞骨格ダイナミクス、炎症の研究に最適。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	仕様
製品名	リン酸化MARCKS-S158 ウサギ pAb
備考/別名	MACS; 80K-L; PKCSL; PRKCSL; Phospho-MARCKS-S158
種	ヒト
GeneID (ヒト)	4082
GeneID	4082
免疫原	ヒトMARCKSのS158周辺配列に対応する合成ペプチド（リン酸化特異的）
由来	ウサギ
カテゴリ	リン酸化抗体
適用	WB
交差性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P29966
タンパク質分子量	32 kDa
輸送	保冷バッグ