

Wb用抗リン酸化Mek1-S298モノクローナル抗体 - Q02750

商品番号: CM0001071



前書き

ウェスタンブロッティングおよびELISA用のリン酸化MEK1-

S298ウサギモノクローナル抗体です。ヒト、ラットでの検証が完了しています。MAPK/ERKシグナル伝達カスケードの重要な二重特異性キナーゼである、セリン298番でリン酸化されたヒトMEK1を標的とします

。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	リン酸化MEK1-S298 ウサギmAb
備考/別名	MEL; Phospho-MEK1-S298
対象種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	5604
遺伝子ID	5604
免疫原	ヒトMEK1 (Q02750) のS298周辺の合成リン酸化ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリー	リン酸化抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、ラット
SWISS	Q02750
タンパク質分子量	43kDa
発送方法	保冷剤