

Anti-Phospho-Mek1-S298 ウサギポリクローナル抗体（Wb、Ip、Elisa対応） - Q02750

商品番号: CM0000967



前書き

リン酸化MEK1 (S298)

を標的とするウサギポリクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットでのWB、IP、ELISAが検証済みです。MAPK/ERK経路の研究およびがん研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Phospho-MEK1-S298 Rabbit pAb
備考/別名	MEL; CFC3; MEK1; MKK1; MAPKK1; PRKMK1; Phospho-MEK1-S298
種	ヒト
遺伝子ID	5604
免疫原	ヒトMEK1 (NP_002746.1) のS298周辺の合成リン酸化ペプチド
ソース	ウサギ
カテゴリー	リン酸化抗体
アプリケーション	WB, IP, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q02750
タンパク質分子量	43kDa
配送	アイスバック