

抗リン酸化Mek2 (T394) ウサギポリクローナル抗体（WbおよびIf/Icc用） - P36507

商品番号: CM0001573



前書き

このウサギポリクローナル抗体は、MAPK/ERKシグナルカスケードにおける重要なキナーゼであるMEK2が、スレオニン394でリン酸化されている場合のみ、内在性レベルのMEK2を検出します。ヒト細胞におけるウェスタンブロットおよび免疫蛍光アプリケーションに適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Phospho-MEK2-T394 Rabbit pAb
備考/別名	CFC4; MEK2; MKK2; MAPKK2; PRKMK2; Phospho-MEK2-T394
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	5605
遺伝子ID	5605
免疫原	ヒトMEK2のT394周辺の残基に対応するリン酸化特異的ペプチド
ソース	ウサギ
カテゴリー	リン酸化抗体
アプリケーション	WB, IF/ICC
交差反応性	ヒト
SWISS	P36507
タンパク質分子量	44kDa
配送	アイスバッグ