

抗リン酸化Met(Y1234/1235)ウサギポリクローナル抗体（Wb、Elisa用） - P08581

商品番号: CM0001305



前書き

CamelBioの抗リン酸化MET(Y1234/1235)ウサギポリクローナル抗体は、WBおよびELISAによりヒト検体中のリン酸化MET(Y1234/1235)を検出します。HGF/METシグナル伝達研究やがん研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	リン酸化MET(Y1234/1235) ウサギpAb
備考/別名	DA11; HGFR; AUTS9; RCCP2; c-Met; DFNB97; リン酸化MET(Y1234/1235)
対象種	ヒト
GeneID	4233 (ヒト)
免疫原	ヒトMET (NP_000236.2) のY1234およびY1235周辺の合成リン酸化ペプチド
起源	ウサギ
カテゴリー	リン酸化抗体
応用用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	P08581
タンパク質分子量	156kDa
発送方法	氷袋梱包