

抗リン酸化Mkk3 (S189) + Mkk6 (S207)

ウサギモノクローナル抗体（Wb/If/Elisa対応） - P46734 / P52564

商品番号: CM0000820

前書き

MKK3のS189およびMKK6のS207におけるリン酸化を標的とするリン酸化特異的ウサギモノクローナル抗体です。ストレス活性化MAPK経路の研究において、ヒトおよびマウスサンプルを用いたウエスタンブロッティング、IF/ICC、ELISAでの使用が検証済みです。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Phospho-MKK3-S189+MKK6-S207 ウサギmAb
備考／別名	MAP2K3/MAP2K6; Phospho-MKK3-S189+MKK6-S207
種	ヒト
遺伝子ID	5606/5608
免疫原	合成ペプチド ヒトMKK3/MKK6のS189/S207周辺のリン酸化合成ペプチド
起源	ウサギ
カテゴリー	リン酸化抗体
用途	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	P46734/P52564
タンパク質分子量	36kDa/39kDa/31kDa/37kDa
発送	氷袋