


WbおよびElisa用 抗リン酸化-Mst1-T183+Mst2-T180

ウサギモノクローナル抗体 - Q13188 / Q13043

商品番号: CM0001324



前書き

ヒト、マウス、ラットのMST1 (T183)およびMST2 (T180)を認識するリン酸化特異的ウサギモノクローナル抗体。Hippo経路およびがん研究におけるWBおよびELISAに最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	リン酸化-MST1-T183+MST2-T180 ウサギ mAb
備考/別名	KRS1; MST2; KRS2; MST1
種	ヒト
GeneID (ヒト)	6788/6789
GeneID	6788/6789
免疫原	ヒト MST2 (NP_006272.2)のT180/T183周辺の合成リン酸化ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリ	リン酸化抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q13188/Q13043
タンパク質分子量	56kDa
発送	保冷バッグ