


ウエスタンブロットおよびElisa用 抗リン酸化Mst1/Stk4-T387

ウサギポリクローナル抗体 - Q13043

商品番号: CM0001244



前書き

T387部位でリン酸化されたMST1/STK4に対するウサギポリクローナル抗体です。ウエスタンブロットおよびELISAでの使用が検証済みで、ヒト、マウス、ラットのサンプルと交差反応性を示します。アポトーシスおよびHippoシグナル伝達経路の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	リン酸化MST1/STK4-T387 ウサギポリクローナル抗体
備考/別名	KRS2; MST1; YSK3; リン酸化MST1/STK4-T387
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	6789
免疫原	ヒトMST1/STK4 (NP_006273.1) のT387周辺の合成リン酸化ペプチド
起源	ウサギ
カテゴリー	リン酸化抗体
用途	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q13043
タンパク質分子量	56kDa
輸送方法	氷袋