

ウエスタンブロット、If/Icc、Elisa用 抗リン酸化-Mtor-S2448

ウサギポリクローナル抗体 - P42345

商品番号: CM0000987



前書き

ウエスタンブロット、IF/ICC、ELISA用にバリデート済みのリン酸化-mTOR-

S2448ウサギポリクローナル抗体。セリン2448がリン酸化されたヒト、マウス、ラットのmTORを検出します。mTORシグナル伝達経路解析に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	リン酸化-mTOR-S2448 ウサギ pAb
備考/別名	SKS; FRAP; FRAP1; FRAP2; RAFT1; RAPT1; Phospho-mTOR-S2448
種	ヒト
GeneID	2475
免疫原	ヒトmTOR (NP_004949.1)のS2448周辺の合成リン酸化ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリー	リン酸化抗体
適用	WB, IF/ICC, ELISA
交差性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P42345
タンパク質分子量	289kDa
発送	保冷バッグ