

Wb、Elisa用 Anti-Phospho-Mtor (S2481) ウサギポリクローナル抗体 - P42345

商品番号: CM0000582



前書き

リン酸化Ser2481特異的なこのウサギポリクローナル抗体でmTORシグナル伝達を検証。ヒト、マウス、ラットサンプルでのWBおよびELISAに適しています。代謝および成長経路の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Phospho-mTOR-S2481 ウサギ pAb
備考/別名	SKS; FRAP; FRAP1; FRAP2; RAFT1; RAPT1; Phospho-mTOR-S2481
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	2475
遺伝子ID	2475
免疫原	ヒトmTOR (NP_004949.1) のS2481周辺の合成リン酸化ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリー	リン酸化抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P42345
タンパク質分子量	289kDa
輸送	保冷バッグ