

Anti-Phospho-Mtor (Ser2481) ウサギモノクローナル抗体（Wb、Elisa用） - P42345

商品番号: CM0001176



前書き

WBおよびELISAで検証された、リン酸化特異的mTOR (Ser2481)

ウサギモノクローナル抗体。ヒトおよびマウスのmTORを検出します。mTORC2活性、がん、および代謝シグナル伝達経路の調査に不可欠なツールです。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	説明
製品名	Phospho-mTOR-S2481 Rabbit mAb
備考/別名	SKS; FRAP; FRAP1; FRAP2; RAFT1; RAPT1; Phospho-mTOR-S2481
種	ヒト
GeneID (ヒト)	2475
GeneID	2475
免疫原	合成ペプチド：ヒトmTOR (P42345) のS2481周辺の合成リン酸化ペプチド。
ソース	ウサギ
カテゴリー	リン酸化抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	P42345
タンパク質分子量	289kDa
配送	アイスバッグ