


Anti-Phospho-NdrG1-S330 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Elisa - Q92597

商品番号: CM0001476



前書き

Western blot (WB) および ELISA で検証済みの
Phospho-NDRG1 (S330)

ウサギポリクローナル抗体。ヒトおよびマウスと反応性を示します。ストレス応答、腫瘍抑制、および髄鞘化の研究に役立ちます。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Phospho-NDRG1-S330 Rabbit pAb
備考/別名	GC4; RTP; DRG1; NDR1; NMSL; TDD5; CAP43; CMT4D; DRG-1; HMSNL; RIT42; TARG1; PROXY1; Phospho-NDRG1-S330
種	ヒト
GeneID (ヒト)	10397
GeneID	10397
免疫原	合成ペプチド ヒト NDRG1 (NP_001128714.1) の S330 周辺の合成リン酸化ペプチド
ソース	ウサギ
カテゴリー	リン酸化抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	Q92597
タンパク質分子量	43kDa
配送	アイスバッグ