


Anti-Phospho-NdrG1 (T346) Rabbit Polyclonal Antibody For Wb And Elisa - Q92597

商品番号: CM0001878



前書き

WBおよびELISA用のリウサチン（ウサギ）ポリクローナル抗体（Phospho-NDRG1 (T346)標的）。ストレス応答性腫瘍抑制タンパク質であるNDRG1のスレオニン346番リン酸化型を検出します。ヒト、マウス、ラットで検証済みです。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Phospho-NDRG1-T346 Rabbit pAb
備考/別名	GC4, RTP, DRG1, NDR1, NMSL, TDD5, CAP43, CMT4D, DRG-1, HMSNL, RIT42, TARG1, PROXY1, Phospho-NDRG1-T346
種	ヒト
遺伝子ID	10397
免疫原	ヒトNDRG1 (NP_001128714.1) のT346周辺の合成リン酸化ペプチド
供給源	ウサギ
カテゴリー	リン酸化抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q92597
タンパク質分子量	43kDa
配送	氷袋