


Wb、Elisa用 抗リン酸化Nf-Kb P65/Rela-S311 ウサギPab - Q04206

商品番号: CM0000454



前書き

Ser311でリン酸化されたNF-kB p65 (RelA)を標的とするリン酸化特異的ウサギポリクローナル抗体。WBおよびELISAで検証済みで、ヒトおよびマウスとの交差反応性あり。NF-kBシグナル伝達、炎症、免疫研究に最適。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	リン酸化NF-kB p65/RelA-S311 ウサギpAb
備考/別名	p65; CMCU; NFKB3; AIF3BL3; Phospho-NF-kB p65/RelA-S311
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	5970
免疫原	ヒトRelA (NP_068810.3) のS311周辺の合成リン酸化ペプチド。
由来	ウサギ
カテゴリー	リン酸化抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	Q04206
タンパク質分子量	60kDa
発送	保冷バッグ