


抗リン酸化Nf-Kb

P65/Rela (Ser468) ウサギモノクローナル抗体 (Wb、Ip、Elisa用) - Q04206

商品番号: CM0000695



前書き

Ser468部位のリン酸化NF-kB

p65/RelAを標的とするウサギモノクローナル抗体です。ヒト、マウス、ラットを対象にWB、IP、ELISAでの使用が検証済みです。炎症、免疫、がんシグナル伝達経路の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Phospho-NF-kB p65/RelA-S468 ウサギmAb
備考/別名	p65; CMCU; NFKB3; AIF3BL3; Phospho-NF-kB p65/RelA-S468
対象種	ヒト
GeneID (ヒト)	5970
免疫原	ヒトRELA (NP_068810.3) のS468周辺の合成リン酸化ペプチド
起源	ウサギ
カテゴリー	リン酸化抗体
応用用途	WB、IP、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q04206
タンパク質分子量	60kDa
発送方法	氷袋