


抗リン酸化Nf-Kb

P65/Rela (Ser529) ウサギモノクローナル抗体 (Wb、Elisa用) - Q04206

商品番号: CM0001248



前書き

ヒトNF-κB

p65 (RelA) のS529リン酸化部位を標的とするリン酸化特異的ウサギモノクローナル抗体で、ウェスタンブロット (WB) およびELISAでの検証が完了しています。炎症、免疫、がんにおけるNF-κBシグナル伝達の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	リン酸化NF-kB p65/RelA-S529 ウサギモノクローナル抗体
別名	p65; CMCU; NFkB3; AIF3BL3; Phospho-NF-kB p65/RelA-S529
反応種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	5970
遺伝子ID	5970
免疫原	合成ペプチド ヒトNF-kB p65/RelA (NP_068810.3) のS529周辺のリン酸化合成ペプチド
起源	ウサギ
カテゴリー	リン酸化抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	Q04206
タンパク質分子量	60kDa
発送方法	氷袋