


ウェスタンブロッティング（Wb）およびElisa用 抗リン酸化Nf-Kb P65/Rela-T435 ウサギポリクローナル抗体 - Q04206

商品番号: CM0001187



前書き

Thr435部位でリン酸化されたNF-kB p65 (RelA)に対するウサギポリクローナル抗体です。WB およびELISAでの使用が検証済みで、ヒトおよびマウスのサンプルと反応します。NF-kBシグナル伝達および炎症研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	詳細
製品名	リン酸化NF-kB p65/RelA-T435 ウサギpAb
備考／別名	p65; CMCU; NFKB3; AIF3BL3; リン酸化NF-kB p65/RelA-T435
対象種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	5970
遺伝子ID	5970
免疫原	ヒトRelA (NP_068810.3)のT435周辺の合成リン酸化ペプチド
起源	ウサギ
カテゴリー	リン酸化抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	Q04206
タンパク質分子量	60kDa
発送方法	保冷剤