


抗リン酸化Nf-Kb2-S866 ウサギポリクローナル抗体（Wb、Ihc-P、If/Icc、Elisa用） - Q00653

商品番号: CM0001456



前書き

リン酸化NF-κB2-S866

ウサギポリクローナル抗体は、Ser866部位でリン酸化された内在性NF-κB2

p100/p52を特異的に検出します。ヒトおよびマウスのサンプルを用いたWB、IHC-

P、IF/ICC、ELISAのアプリケーションに最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Phospho-NF-κB2-S866 Rabbit pAb
別名	p52; p100; H2TF1; LYT10; CVID10; LYT-10; NF-κB2; p49/p100; Phospho-NF-κB2-S866
対象種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	4791
免疫原	ヒトNF-κB2 (NP_001070962.1) のS866周辺の合成リン酸化ペプチド
起源	ウサギ
カテゴリー	リン酸化抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	Q00653
タンパク質分子量	97kDa
発送方法	保冷剤