


抗リン酸化Nfkb1-S337 ウサギモノクローナル抗体（Wb、Elisa対応） - P19838

商品番号: CM0000738



前書き

Phospho-NFκB1-S337

ウサギモノクローナル抗体は、セリン337がリン酸化されたNFκB1の内在性レベルのみを検出します。ヒトサンプルを用いたウエスタンブロッティングおよびELISAで実証済みで、炎症・免疫研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	仕様
製品名	リン酸化NFκB1-S337 ウサギモノクローナル抗体
別名	KBF1; EBP-1; NF-κB; CVID12; NF-κB1; NFκB-p50; NFκappaB; NF-kappaB; NFκB-p105; NF-kappa-B1; NF-kappabeta
対象種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	4790
遺伝子ID	4790
免疫原	合成ペプチド - ヒトNFκB1 (NP_001158884.1) のS337周辺のリン酸化合成ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリー	リン酸化特異的抗体
応用	WB、ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	P19838
タンパク質分子量	85kDa/105kDa
発送方法	氷袋