


If/Icc用 抗リン酸化Nfkb1-S893 ウサギポリクローナル抗体 - P19838

商品番号: CM0000944



前書き

S893でリン酸化されたNFkB1

p105を標的とするリン酸化特異的ウサギポリクローナル抗体。ヒトサンプルにおける免疫蛍光/免疫細胞化学法で検証済み。NF- κ Bシグナリング、炎症、免疫調節に関する研究をサポートします。

[詳細を学ぶ](#)

パラメーター	値
製品名	リン酸化NFkB1-S893 ウサギ pAb
備考/別名	KBF1; EBP-1; NF-kB; CVID12; NF-kB1; NFkB-p50; NFkappaB; NF-kappaB; NFkB-p105; NF-kappa-B1; NF-kappabeta; Phospho-NFkB1-S893
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	4790
遺伝子ID	4790
免疫原	ヒトNFkB1のS893周辺配列に対応する合成ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリー	リン酸化抗体
適用	IF/ICC
交差反応性	ヒト
SWISS	P19838
タンパク質分子量	105kDa
輸送	保冷バッグ