


抗リン酸化Nfkb1（S932）ウサギポリクローナル抗体（Wb用） - P19838

商品番号: CM0000536



前書き

セリン932番でリン酸化されたNFKB1を特異的に認識するウサギポリクローナル抗体です。ヒト、マウス、ラットのサンプルを用いたウエスタンブロットで検証済みです。NF-κBシグナル伝達および炎症研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Phospho-NFKB1-S932 Rabbit pAb
別名	KBFI; EBP-I; NF-kB; CVID12; NF-kB1; NFKB-p50; NFkappaB; NF-kappaB; NFKB-p105; NF-kappa-B1; NF-kappabeta; Phospho-NFKB1-S932
種	ヒト
GeneID（ヒト）	4790
GeneID	4790
免疫原	合成ペプチド。ヒトNFKB1のS932周辺領域に対応するリン酸化特異的ペプチド
起源	ウサギ
カテゴリー	リン酸化抗体
適用	WB（ウエスタンブロット）
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P19838
タンパク質分子量	105kDa
発送	保冷剤