


ウエスタンブロット、Elisa用 抗リン酸化Nmdar1-S890

ウサギポリクローナル抗体 - Q05586

商品番号: CM0000533



前書き

セリン890でリン酸化されたNMDAR1を検出するリン酸化特異的ウサギポリクローナル抗体です。ウエスタンブロットおよびELISAで検証済みで、ヒトおよびラットとの交差反応性があります。シナプス可塑性および神経病理学におけるNMDA受容体シグナル伝達の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	リン酸化NMDAR1-S890 ウサギ pAb
備考/別名	NRI; MRD8; GluN1; NMDA1; DEE101; NDHMSD; NDHMSR; NMD-R1; NMDAR1; Phospho-NMDAR1-S890
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	2902
遺伝子ID	2902
免疫原	ヒトNMDAR1 (NP_015566.1) のS890周辺の合成リン酸化ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリー	リン酸化抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、ラット
SWISS	Q05586
タンパク質分子量	105kDa
輸送	保冷バッグ