

ウェスタンブロット、Elisa用 抗リン酸化Nmdar1 (S896/S897)

ポリクローナル抗体 - Q05586

商品番号: CM0001674



前書き

ヒトNMDAR1 (GluN1)

のリン酸化Ser896/Ser897に対するウサギポリクローナル抗体。ウェスタンブロットおよびELISAに適しており、ヒト、マウス、ラットとの交差反応性があります。シナプス可塑性およびNMDA受容体研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	リン酸化NMDAR1-S896/S897 ウサギ pAb
備考/別名	NR1; MRD8; GluN1; NMDA1; DEE101; NDHMSD; NDHMSR; NMD-R1; NMDAR1; Phospho-NMDAR1-S896/S897
種	ヒト
GeneID (ヒト)	2902
GeneID	2902
免疫原	合成ペプチド ヒトNMDAR1 (NP_015566.1) のS896およびS897周辺の合成リン酸化ペプチド。
由来	ウサギ
カテゴリー	リン酸化抗体
適用	ウェスタンブロット, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q05586
タンパク質分子量	105kDa
発送	保冷バッグ