

抗リン酸化Npm1-T199 ウサギポリクローナル抗体（Wb、Elisa用） - P06748

商品番号: CM0001752



前書き

ヒト試料中のThr199でリン酸化されたNPM1を検出するウサギポリクローナル抗体。ウェスタンブロットおよびELISAに適しています。リボソーム生合成、中心体複製、がん研究におけるヌクレオフォスミンリン酸化の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	リン酸化NPM1-T199 ウサギpAb
備考/別名	B23; NPM; リン酸化NPM1-T199
種	ヒト
GeneID (ヒト)	4869
免疫原	ヒトNPM1 (NP_001032827.1) のT199周辺の合成リン酸化ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリー	リン酸化抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	P06748
タンパク質分子量	33kDa
配送	保冷バッグ