


Wb、If/Icc、Ihc-P、Elisa用 抗リン酸化Nrf2-S40 ウサギモノクローナル抗体 - Q16236

商品番号: CM0000880



前書き

リン酸化NRF2-S40

ウサギモノクローナル抗体は、ヒト、マウス、ラットにおけるリン酸化NRF2 (Ser40)を検出します。WB、IF/ICC、IHC-P、ELISAに適しています。酸化ストレスおよび細胞保護研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	リン酸化NRF2-S40 ウサギモノクローナル抗体
備考/別名	NRF2; HEBP1; Nrf-2; IMDDHH; Phospho-NRF2-S40
種	ヒト
遺伝子ID	4780 (ヒト)
免疫原	合成ペプチド ヒトNRF2 (Q16236) のS40周辺の合成リン酸化ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリー	リン酸化抗体
適用	WB、IF/ICC、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q16236
タンパク質分子量	68 kDa
発送	保冷バッグ