


Anti-Phospho-Nrf2-S40 Rabbit Monoclonal Antibody For Wb - Q16236

商品番号: CM0001974



前書き

Phospho-NRF2-S40 Rabbit

mAbは、ヒト、マウス、ラットのリン酸化NRF2を検出します。WB、IF、IHC-P、ELISAに適しています。酸化ストレスおよび細胞保護遺伝子の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Phospho-NRF2-S40 Rabbit mAb
備考/別名	NRF2; HEBP1; Nrf-2; IMDDHH
種	ヒト
GeneID	4780
免疫原	ヒトNRF2 (Q16236) のS40周辺の合成リン酸化ペプチド
ソース	ウサギ
カテゴリー	リン酸化抗体
アプリケーション	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q16236
タンパク質分子量	68kDa
配送	氷袋