


Anti-Phospho-Nrf2-S40 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, If/Icc, Elisa - Q16236

商品番号: CM0000604



前書き

WB、IF/ICC、ELISAで検証済み。このウサギポリクローナル抗体は、セリン40でリン酸化されたヒトNRF2を検出します。酸化ストレス、レドックスシグナル伝達、および細胞保護研究に不可欠なツールです。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Phospho-NRF2-S40 Rabbit pAb
備考/別名	NRF2; HEBP1; Nrf-2; IMDDHH; Phospho-NRF2-S40
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	4780
遺伝子ID	4780
免疫原	ヒト NRF2 (NP_006155.2) のS40周辺の合成リン酸化ペプチド
ソース	ウサギ
カテゴリー	リン酸化抗体
アプリケーション	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	Q16236
タンパク質分子量	68kDa
配送	氷袋