

Ihc-P、Elisa用抗ホスホヌクレオリン-T76 ウサギモノクローナル抗体 - P19338

商品番号: CM0001614



前書き

T76部位でリン酸化されたヒトヌクレオリンを検出するためのホスホヌクレオリン-T76
ウサギモノクローナル抗体です。IHC-PおよびELISAでの使用が検証済みです。リボソーム生合成とクロマチン動態の研究をサポートします。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Phospho-Nucleolin-T76 Rabbit mAb
備考/別名	C23; Nsr1; Phospho-Nucleolin-T76
対象種	ヒト
GeneID (ヒト)	4691
GeneID	4691
免疫原	ヒトヌクレオリンのT76周辺残基に対応する合成ペプチドです。
起源	ウサギ
カテゴリ	リン酸化特異的抗体
用途	IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	P19338
タンパク質分子量	77kDa
発送方法	保冷剤