


Wb、Ihc-P、Elisa用 Anti-Phospho-P38 Mapk (T180) モノクローナル抗体 - Q16539 / P53778 / Q15759

商品番号: CM0001036



前書き

リン酸化p38 MAPK (Thr-180)

を標的とするウサギモノクローナル抗体で、WB、IHC-

P、ELISAにおいてヒト、マウス、ラットでの反応性が検証済みです。ストレス活性化MAPキナーゼシグナル伝達、炎症、アポトーシスの研究に必須です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Phospho-p38 MAPK-T180 ウサギ mAb
備考/別名	MAPK14; CSBP; CSBP1; CSBP2; CSPB1; EXIP; Mxi2; PRKM14; PRKM15; RK; SAPK2A; p38; p38ALPHA; p38 MAPK; Phospho-p38 MAPK-T180
種	ヒト
GeneID (ヒト)	1432, 6300, 5600
GeneID	1432
免疫原	ヒト p38 MAPK (NP_620581.1) のT180周辺の合成リン酸化ペプチド。
由来	ウサギ
カテゴリー	リン酸化抗体
適用	WB, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q16539, P53778, Q15759
タンパク質分子量	41kDa
発送	保冷バッグ