


Anti-Phospho-P38 Mapk (Y182)

ウサギモノクローナル抗体（Wb、If/Icc、Elisa用） - Q16539

商品番号: CM0001072



前書き

チロシン182（Y182）でリン酸化されたp38 MAPK（MAPK14）に特異的なウサギモノクローナル抗体。WB、IF/ICC、ELISAで検証済み。ヒト、マウス、ラットと交差反応します。ストレスおよび炎症シグナル伝達経路の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Phospho-p38 MAPK-Y182 Rabbit mAb
備考/別名	RK; p38; CSBP; EXIP; Mxi2; CSBP1; CSBP2; CSPB1; PRKM14; PRKM15; SAPK2A; p38ALPHA
種	ヒト
GeneID (ヒト)	1432
GeneID	1432
免疫原	合成ペプチド ヒトp38 MAPK (NP_620581.1) のY182周辺の合成リン酸化ペプチド。
ソース	ウサギ
カテゴリー	リン酸化抗体
アプリケーション	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q16539
タンパク質分子量	41kDa
配送	アイスバッグ