


抗リン酸化P38 Mapk (Y182) ウサギモノクローナル抗体 (Wb、Ihc-P、If/Icc、Elisa用途) - Q16539

商品番号: CM0002001



前書き

Y182部位でリン酸化されたp38 MAPKを標的とするリン酸化特異的ウサギモノクローナル抗体です。WB、IHC-P、IF/ICC、ELISAでの検証が完了しており、ストレス応答、炎症、アポトーシスシグナル伝達において中心的な役割を持つヒト、マウス、ラットのMAPK14 (Q16539) を検出します。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Phospho-p38 MAPK-Y182 ウサギmAb
別名	RK; p38; CSBP; EXIP; Mxi2; CSBP1; CSBP2; CSPB1; PRKM14; PRKM15; SAPK2A; p38ALPHA; Phospho-p38 MAPK-Y182
対象種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	1432
免疫原	ヒトMAPKのY182周辺領域に対応する合成リン酸化ペプチド
起源	ウサギ
カテゴリー	リン酸化抗体
用途	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS ID	Q16539
タンパク質分子量	41kDa
配送方法	保冷剤