


Anti-Phospho-P38 Mapk (Y182) Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Ihc-P, Elisa - Q16539

商品番号: CM0000713



前書き

リン酸化p38 MAPK (Tyr182)

を標的とする高特異性のウサギポリクローナル抗体。
ヒト、マウス、ラットのサンプルでWB、IHC-P、ELISAについて検証済みです。ストレスおよび炎症シグナル伝達経路の調査に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	説明
製品名	Phospho-p38 MAPK-Y182 Rabbit pAb
備考/別名	RK; p38; CSBP; EXIP; Mxi2; CSBP1; CSBP2; CSPB1; PRKM14; PRKM15; SAPK2A; p38ALPHA; Phospho-p38 MAPK-Y182
種	ヒト
GeneID (ヒト)	1432
GeneID	1432
免疫原	合成ペプチド：ヒトMAPK (NP_620581.1) のY182周辺の合成リン酸化ペプチド
ソース	ウサギ
カテゴリー	リン酸化抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q16539
タンパク質分子量	41kDa
配送	アイスバッグ