


Anti-Phospho-P53-S15ポリクローナル抗体（Wb、If/Icc、Elisa対応） - P04637

商品番号: CM0000917



前書き

リン酸化p53（Ser15）に特異的なウサギポリクローナル抗体。ウェスタンブロット、IF/ICC、ELISAで検証済み。ヒト、マウス、ラットのサンプルを用いたDNA損傷応答、アポトーシス、および細胞周期制御の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Phospho-p53-S15 Rabbit pAb
備考/別名	P53; BCC7; LFS1; BMFS5; TRP53; Phospho-p53-S15
種	ヒト
GeneID (ヒト)	7157
GeneID	7157
免疫原	合成ペプチド：ヒトp53（NP_000537.3）のS15周辺のリン酸化合成ペプチド
ソース	ウサギ
カテゴリー	リン酸化抗体
アプリケーション	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P04637
タンパク質分子量	44kDa
配送	アイスバッグ