


Wb、Elisa用 抗リン酸化P53-S315 ポリクローナル抗体 - P04637

商品番号: CM0001375



前書き

セリン315でリン酸化されたp53を特異的に認識するウサギポリクローナル抗体。ヒトおよびラットサンプルでのWBおよびELISAについて検証済み。アポトーシス、細胞周期、腫瘍抑制研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	リン酸化p53-S315 ウサギ pAb
備考/別名	P53; BCC7; LFS1; BMFS5; TRP53; Phospho-p53-S315
種	ヒト
GeneID (ヒト)	7157
GeneID	7157
免疫原	合成ペプチド: ヒトp53 (NP_000537.3) のS315周辺の合成リン酸化ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリー	リン酸化抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、ラット
SWISS	P04637
タンパク質分子量	44kDa
発送	保冷バッグ