


Anti-Phospho-P53 (S33) Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Ihc-P, Ip, Elisa - P04637

商品番号: CM0001860



前書き

Phospho-p53-S33 Rabbit

pAbは、ヒト、マウス、ラットのSer33でリン酸化されたp53の内在性レベルを検出します。WB、IHC-P、IP、ELISAに適しており、p53仲介性細胞周期停止、アポトーシス、および腫瘍抑制シグナル伝達の研究に有用なツールです。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	詳細
製品名	Phospho-p53-S33 Rabbit pAb
備考/別名	P53; BCC7; LFS1; BMFS5; TRP53; Phospho-p53-S33
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	7157
遺伝子ID	7157
免疫原	合成ペプチド / ヒトp53 (NP_000537.3) のS33周辺の合成リン酸化ペプチド。
ソース	ウサギ
カテゴリー	リン酸化抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, IP, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P04637
タンパク質分子量	44kDa
配送	アイスバッグ