


ウエスタンブロット、Elisa用 抗リン酸化P53-S392 ウサギポリクローナル抗体 - P04637

商品番号: CM0000927



前書き

ウエスタンブロットおよびELISAアプリケーションで
 検証済みのリン酸化p53-
 S392ウサギポリクローナル抗体（P04637）。ヒト、
 マウス、ラットのサンプルに適しています。がん研究
 におけるp53シグナル伝達、アポトーシス、腫瘍抑制
 の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	リン酸化p53-S392 ウサギ pAb
備考/別名	P53; BCC7; LFS1; BMFS5; TRP53; Phospho-p53-S392
種	ヒト
GeneID (ヒト)	7157
GeneID	7157
免疫原	合成リン酸化ペプチド：ヒトp53 (NP_000537.3) のS392周辺の合成リン酸化ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリー	リン酸化抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P04637
タンパク質分子量	44kDa
輸送	保冷バッグ