


抗リン酸化P53 (S9) ウサギポリクローナル抗体（Wb、Ip、Elisa用） - P04637

商品番号: CM0001773



前書き

ウエスタンブロッティング（WB）、免疫沈降（IP）、およびELISA用のリン酸化p53 (S9) ウサギポリクローナル抗体（pAb）。セリン9でリン酸化されたヒトp53を認識します。腫瘍抑制、アポトーシス、細胞周期制御に関する研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Phospho-p53-S9 ウサギ pAb
備考/別名	P53; BCC7; LFS1; BMFS5; TRP53; Phospho-p53-S9
種	ヒト
GeneID (ヒト)	7157
GeneID	7157
免疫原	ヒト p53 (NP_000537.3) のS9周辺の合成リン酸化ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリー	リン酸化抗体
適用	WB, IP, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	P04637
タンパク質分子量	44kDa
発送	保冷バッグ