


Wb、If/Icc、Elisa用 抗リン酸化P53 (Ser15) ウサギモノクローナル抗体 - P04637

商品番号: CM0001774



前書き

ヒトリン酸化p53 (Ser15)

に対するKO検証済みウサギモノクローナル抗体。WB、IF/ICC、ELISAに適しています。ヒトおよびマウス p53と交差反応します。がん研究やアポトーシス研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	[KO検証済み] リン酸化p53-S15 ウサギmAb
備考/別名	P53; BCC7; LFS1; BMFS5; TRP53; リン酸化p53-S15
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	7157
遺伝子ID	7157
免疫原	ヒト p53のS15周辺の合成リン酸化ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリー	リン酸化抗体
適用	WB、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	P04637
タンパク質分子量	44 kDa
発送	保冷バッグ