


Anti-Phospho-P53 (T55) Rabbit Monoclonal Antibody For Wb And Elisa - P04637

商品番号: CM0001095



前書き

Phospho-p53-T55 Rabbit mAb (Cat. AP0986) validated for WB and ELISA. Specifically detects human p53 phosphorylated at Thr55, enabling studies of p53 activation and tumor suppression mechanisms.

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Phospho-p53-T55 Rabbit mAb
備考/別名	P53; BCC7; LFS1; BMFS5; TRP53; Phospho-p53-T55
種	ヒト
GeneID	7157
免疫原	ヒト p53 (P04637) のT55周辺の合成リン酸化ペプチド
ソース	ウサギ
カテゴリー	リン酸化抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	P04637
タンパク質分子量	44kDa
配送	氷袋