


抗リン酸化P53（T81）ウサギポリクローナル抗体（Wb、Elisa用） - P04637

商品番号: CM0001836



前書き

Thr81部位がリン酸化されたp53を標的とするウサギポリクローナル抗体で、ヒトおよびラットを対象にWBとELISAでの使用が検証済みです。アポトーシス、細胞周期調節、腫瘍抑制の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Phospho-p53-T81 Rabbit pAb
別名	P53, BCC7, LFS1, BMFS5, TRP53, Phospho-p53-T81
対象種	ヒト
GeneID（ヒト）	7157
GeneID	7157
免疫原	ヒトTP53（NP_000537.3）のT81周辺の合成リン酸化ペプチド
起源	ウサギ
カテゴリー	リン酸化抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、ラット
SWISS	P04637
タンパク質分子量	44kDa
発送方法	保冷剤