


WbおよびElisa用 抗リン酸化P70 S6キナーゼ1-S371 ウサギポリクローナル抗体 - P23443

商品番号: CM0000752



前書き

セリン371でリン酸化されたp70 S6キナーゼ1を検出するウサギポリクローナル抗体。WBおよびELISAで検証済み。ヒトおよびマウスRPS6KB1と反応。mTORシグナル伝達および翻訳研究をサポート。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	リン酸化p70 S6キナーゼ1-S371 ウサギ pAb
備考/別名	S6K; PS6K; S6K1; STK14A; p70-S6K; p70 S6KA; p70-alpha; S6K-beta-1; p70(S6K)-alpha; Phospho-p70 S6 Kinase 1-S371
種	ヒト
GeneID (ヒト)	6198
GeneID	6198
免疫原	ヒトRPS6KB1 (NP_001258989.1) のS371周辺の合成リン酸化ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリー	リン酸化抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	P23443
タンパク質分子量	59kDa
配送	保冷バッグ