


ウエスタンブロットおよびElisa用 抗リン酸化-P70 S6キナーゼ1 (Ser371)

ウサギPab - P23443

商品番号: CM0000427



前書き

ヒトp70

S6キナーゼ1のSer371リン酸化を特異的に認識する高親和性ウサギポリクローナル抗体。ウエスタンブロット(WB)およびELISAに適しており、マウスとの交差反応性があります。59

kDa付近のバンドを検出します。mTORシグナル伝達および細胞増殖研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	リン酸化-p70 S6キナーゼ1-S371 ウサギpAb
備考/別名	S6K; PS6K; S6K1; STK14A; p70-S6K; p70 S6KA; p70-alpha; S6K-beta-1; p70(S6K)-alpha; Phospho-p70 S6 Kinase 1-S371
種	ヒト
GeneID (ヒト)	6198
GeneID	6198
免疫原	合成ペプチド: ヒトP70S6K1 (NP_001258989.1)のS371周辺の合成リン酸化ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリー	リン酸化抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	マウス
SWISS	P23443
タンパク質分子量	59kDa
輸送	保冷バッグ